



ECOLAB®

**Produktsortiment für die
Steckbeckenaufbereitung**

Ecolab Steckbecken Produktsortiment



Die LB-Produkte unterstützen die Reinigung und Trocknung in der maschinellen Steckbeckenaufbereitung und zeichnen sich aus durch:

- Produkte mit sauren und alkalisch eingestellten pH Werten
- Hervorragendes Lösungsvermögen von kalkhaltigen Salzen
- Exzellente Abbindung der Wasserhärte
- Oberflächenaktive Substanzen und Reinigungsmittel, die speziell für die Reinigung von Steckbecken im Steckbeckenspüler geeignet sind
- Effektive Klarspülung und Trocknungsvermögen im Steckbeckenspüler

Bei dem vielfältigen Angebot an Steckbeckenspülern auf dem Markt ist

SAUER

PH I

Anios LB 30

Anios LB 40



HINWEISE

Saure Klarspüler zur Behandlung von thermischen Steckbeckenspüler. Hohes Auflösevermögen von Kalzium- und Magnesiumsalzen.

ANIOS LB 30 EIGENSCHAFTEN

PH WERT IM KONZENTRAT (BEI 20°C)

ca. 2

VISKOSITÄT IM KONZENTRAT

1 mPa.s

OBERFLÄCHENSpannung (1%)

30 mN/m

ANIOS LB 40 EIGENSCHAFTEN

PH WERT IM KONZENTRAT (BEI 20°C)

ca. 2,2

VISKOSITÄT IM KONZENTRAT

2 mPa.s

OBERFLÄCHENSpannung (1%)

30 mN/m



es wichtig, spezifisch formulierte Produkte einzusetzen.



○ Anios LB 200

○ Anios LB 400



HINWEISE

Sequestrierende Komplexbildner bei niedrigem alkalischen pH-Wert, zum Einsatz in thermischen Steckbeckenspüler. Sequestriervermögen durch Phosphonate. Dispergierende Kraft von Kalziumsalzen. Spüleeffekt.

ANIOS LB 200 EIGENSCHAFTEN

PH WERT IM KONZENTRAT (BEI 20°C)

ca. 9,6

VISKOSITÄT IM KONZENTRAT

4 mPa.s

OBERFLÄCHENSpannung (1%)

73 mN/m

ANIOS LB 400 EIGENSCHAFTEN

PH WERT IM KONZENTRAT (BEI 20°C)

ca. 13,5

VISKOSITÄT IM KONZENTRAT

3 mPa.s

OBERFLÄCHENSpannung (1%)

63 mN/m

Weitere Informationen

PRODUKT SORTIMENT



ARTIKEL	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
1 Anios LB 30	2 x 5 L Kanister	3095960 PZN: 15399143
2 Anios LB 40	2 x 5 L Kanister	3095980 PZN: 15399166
3 Anios LB 200	2 x 5 L Kanister	3096000 PZN: 15399172
4 Anios LB 400	2 x 5 L Kanister	3096050 PZN: 15399195

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

	REINIGER	KLARSPÜLER / ENTKALKUNGSMITTEL
ArjoHuntleigh	LB 400	LB 200
Meiko	LB 400	LB 40
Arcania	LB 400	LB 200
Steelco	LB 400	LB 30
Ken	LB 400	LB 200
France Reval	LB 400	LB 30

ANWENDUNGSBEREICH

LB 30 - LB 40

Saurer Klarspüler für die Nutzung in thermischen Steckbeckenspüler.

LB 200 - LB 400

Sequestrierende Komplexbildner bei niedrigem alkalischen pH-Wert, zum Einsatz in thermischen Steckbeckenspüler. Sequestriervermögen durch Phosphonate. Dispergierende Kraft von Kalziumsalzen. Spüleffekt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie die Hinweise zu dem jeweiligem Produkt in der Produktbeschreibung auf dem Etikett.

INHALTSSTOFFE

Bitte lesen Sie die Hinweise zu dem jeweiligem Produkt in der Produktbeschreibung auf dem Etikett.

LAGERUNG

Lagerung: zwischen +5°C und +35°C.

GUTACHTEN

Gutachten können auf Anfrage verschickt werden.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie die Hinweise zu dem jeweiligem Produkt in der Produktbeschreibung auf dem Etikett.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



LABORATOIRES ANIOS
CE 1, Rue de l'Espoir
59260 Lille Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0)61-466-94-66



www.ecolab.com