

ENTHÄRTER UND KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE STECKBECKEN RDG

Anios LB 40

SAURER KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE STECKBECKEN RDG

- Leicht saurer Enthärter und Klarspüler
- Tensidhaltig zur Trocknungsunterstützung
- Kalkbindend
- Speziell entwickelt für die thermische Aufbereitung von Steckbecken



CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

- Farblose bis gelbe Flüssigkeit
- pH Wert* (Konzentrat) 20°C: ca. 2,0
- pH Wert* bei 0,05%: 4,1
- pH Wert* bei 0,7%: 3,3
- Dichte (Konzentrat) 20°C: 1,018 g/ml
- Leitwert bei 0,05%, 0,7%: 37,9 - 235 µS/cm
- Viskosität (Konzentrat): 3,00 mPa s

*pH Wert Messungen unter Betriebsbedingungen mit Hilfe eines pH - Meters mit Temperaturkompensation.

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios LB 40	2 x 5 Liter Kanister	3095980 PZN: 153 991 66



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41 (0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch

ECOLAB®

www.ecolab.com

ANWENDUNGSBEREICH

Saurer Klarspüler für thermische Steckbecken RDGs.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrat nur für den professionellen Einsatz. Anwendungskonzentration je nach Steckbeckenspülprogramm und Wasserhärte (0,5 bis 7 ml/Liter).

INHALTSSTOFFE

Nichtionische und Anionische Tenside im sauren Medium.

LAGERUNG

Gefahrgut - Bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

SICHERE VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf Etiketten und Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH