

# DAS SYSTEM ZUR ABDECKUNG VON OPERATIONSTISCHEN

## CleanOp™ Patientenunterlagen

CleanOp™ ist eine absorbierende Patientenunterlage zum Schutz von OP-Tischen und OP-Liegen.

Die leistungsstarken Mojave™ Patientenunterlagen absorbieren Körperflüssigkeit und erleichtern dadurch die hygienisch einwandfreie Aufbereitung des Operationssaals.

CleanOp™ Patientenunterlagen bieten Ihnen höchst mögliche Flexibilität und unterstützen Sie in der Optimierung Ihrer OP-Abläufe.

- ▲ Hygienisch
- ▲ Absorptionsstark
- ▲ Schützend
- ▲ Flexibel

**MOJAVE**  
Mit Mojave™-Technologie



# CleanOp™ Patientenunterlagen

CleanOp™ ist eine absorbierende Patientenunterlage zum Schutz von OP-Tischen und OP-Liegen.

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Hygiene in einem System	Infektionsprävention durch hygienische und einwandfreie Patientenunterlagen die jeglichen Austritt von Körperflüssigkeiten absorbieren
Absorptionsstark	Absorbiert 2,4 - 3,2 Liter Körperflüssigkeit zur optimalen Hygiene
Flexibilität durch verschiedene Patientenunterlagen	CleanOp™ ist durch die verschiedenen Auflagen auf die unterschiedlichsten Operationen anwendbar
Undurchlässige Abdeckung	Schützt OP-Tische und OP-Liegen zuverlässig
Extrem belastbare Patientenunterlagen	Selbst schwere Patienten können gefahrlos umgelagert werden

Die Hygienepflicht für eine Operation und die daraus abzuleitenden Maßnahmen stellen den wesentlichsten Teil einer erfolgreichen Infektionsprävention dar. Speziell Patientenunterlagen müssen in diesem Rahmen stets hygienisch einwandfrei sein.

Die CleanOp™ Patientenunterlagen dienen der Umsetzung einer effektiven Infektionsprävention. Mit den CleanOp™ Patientenunterlagen und der undurchlässigen Rückseite können darüber hinaus die OP-Tische und OP-Aufsätze komplett abgedeckt und langfristig geschützt werden. Das CleanOp™ System besteht aus mehreren Auflagen und ist dadurch flexibel auf die unterschiedlichsten Operationen anwendbar.

Die einzelnen Elemente der CleanOp™ Patientenunterlagen sind in der Lage 2,4 - 3,2 Liter Körperflüssigkeit zu absorbieren und darüber hinaus die Einsatzfähigkeit der OP-Tische und OP-Liegen zu verlängern. Die starke Belastbarkeit der CleanOp™ Patientenunterlagen bietet auch bei hohem Gewicht sicheren Schutz.

- ▲ Hygienische Verfahren dienen der Infektionsprävention
- ▲ Ein extrem absorbierender Kern sorgt für eine schnelle und effektive Aufnahme von Flüssigkeit
- ▲ 2,4 - 3,2 Liter Flüssigkeit werden absorbiert
- ▲ Flexible Einsatzmöglichkeiten werden durch verschiedene Auflagen garantiert
- ▲ Die undurchlässige Rückseite dient dem Schutz von OP-Tischen und Auflagen
- ▲ Die Auflagen bieten auch bei hohem Gewicht sicheren Schutz



AB SOFORT FÜR SIE VERFÜGBAR:  
Der CleanOp™ Konfigurator



## ABSORBIEREND. HYGIENISCH. SCHÜTZEND.

### BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
CleanOp™ Absorbierendes OP-Tischtuch mit Mojave™ Technologie	25 Stück 101x305 cm	ATC40120N-EU
Mojave™ Tuch (extra lang)	50 Stück 101x229 cm	ATC4090N
Mojave™ Tuch (lang)	50 Stück 101x152 cm	ATC4060N
Mojave™ Gyn-Tuch (kurz)	50 Stück 101x76 cm	ATC4030N
Kopfstützenabdeckung	100 Stück	AE5692N-CS-EU
Mojave™ Tuch + Transportlaken + Armlehnenabdeckung + Kopfstützenabdeckung	20 Stück 101x229 cm	ABTSLSCN-EU
Mojave™ Tuch + Transportlaken + Armlehnenabdeckung	20 Stück 101x229 cm	ABTSLSAN-EU
Mojave™ Tuch + Transportlaken	25 Stück 101x229 cm	ABTSLSN-EU
Transportlaken	50 Stück 101x228 cm	LFTSH80N
Transportlaken (klein)	50 Stück 86x168 cm	LFTSH34N
Absorbierende Bodenmatte	25 Stück 81x122 cm	3055NS

### ZUBEHÖR

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Armlehnen Abdeckung, 2 Bänder mit Etiketten, undurchlässig	150 Stück	LABWS-01N-CS-EU

### SERVICE

Für weitere Informationen zu unseren Produkten oder zur Auftragserteilung kontaktieren Sie bitte  
**+49 (0) 69-2222-2950.**

Besuchen Sie unsere Website:  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

  
**MICROTEK MEDICAL B.V.**  
A DIVISION OF ECOLAB  
Hekkehorst 24  
NL-7207 BN Zutphen  
+49 (0) 69-2222-2950

#### ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Schweiz  
+41 (0) 44-877-2000  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

 **MICROTEK™**

 **ECOLAB®**