



GERÄTE-ABDECKUNGEN

SONDEN ABDECKUNGEN

ULTRASCHALLKOPF-ABDECKUNGEN

Die richtige Lösung

Der größte Vorteil von Ultraschallkopf-Abdeckungen ist die Risikominimierung der Übertragung von Infektionskrankheiten auf Patienten oder medizinisches Personal. Bei welcher Intervention die Ultraschallsonde auch immer eingesetzt wird, Ecolab bietet die richtige Lösung.

Fortschrittliche Technologie

Die Ultracover™-Reihe wird aus einer innovativen Polyisopren-Formel hergestellt und nutzt ein fortschrittliches technologisches Herstellungsverfahren. Das Ergebnis ist ein Schutzbezug, dessen Benutzerfreundlichkeit und Leistung, der eines latexhaltigen Schutzbezugs in nichts nachsteht.

Die Molekularstruktur Polyisopren und Naturkautschuklatex ist sich so ähnlich, dass kein haptischer Unterschied zu erkennen ist, bietet aber den Vorteil synthetischer Materialien wie z.B. der Vermeidung von Kontaktallergien durch Latex.

Ein umfassendes Sortiment

Ecolab bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an latex und latexfreien Einweg-Schutzhüllen für die sichere und hygienische Verwendung von Ultraschall-wandlern. Das umfangreiche Sortiment der Ecolab Ultracover™ Schutzhüllen besteht aus latexfreien, hochwertigen und benutzerfreundlichen und latex-freien Produkten.

Adhesion probe covers

Diese innovative Ultraschallkopf-Abdeckung verfügt über eine Klebefläche, mit der der Schallkopf an der Abdeckung durch Klebung fixiert wird. Dadurch verringert sich der Zeitaufwand für die Vorbereitung des Schallkopfs auf ein Minimum. Da sich auf der Innenseite der Abdeckung kein Gel befindet, ist der Aufwand für die Reinigung des Schallkopfs nach dem Eingriff wesentlich vereinfacht.

✓ ZEIT SPAREN

✓ SONDE IST SCHNELL WIEDER EINSATZBEREIT

✓ HILFT KONTAMINATIONEN ZU VERMEIDEN

✓ SCHUTZ DER GERÄTE

✓ SCHUTZ DES PATIENTEN

✓ SCHUTZ DES PERSONALS

GYNÄKOLOGIE/UROLOGIE



| Art. Nr. | Beschreibung | Größe | Menge/Stk | Steril | Gefaltet/ gerollt | Kabel- abdeckung |
|----------|--------------------------|--------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|
| 88660 | PIP Ultracover™ | 20 x 300 mm | 10 | Ja | Gefaltet | 60 x 1500 mm |
| 88662 | PIP Ultracover™ | 20 x 300 mm | 100 | Nein | Gerollt | - |
| 88664 | PIP Ultracover™ | 26 x 300 mm | 10 | Ja | Gerollt | - |
| 88663 | PIP Ultracover™ | 26 x 300 mm | 100 | Nein | Gerollt | - |
| 88673 | PIP Ultracover™ | 30 x 300 mm | 10 | Ja | Gerollt | - |
| 88676 | PIP Ultracover™ | 30 x 300 mm | 100 | Nein | Gerollt | - |
| 88632 | PIP Ultracover™ | 36 x 300 mm | 10 | Ja | Gerollt | - |
| 88681 | PIP Ultracover™ | 36 x 300 mm | 10 | Ja | Gerollt | 80 x 2000 mm |
| 88704 | PIP Ultracover™ | 36 x 300 mm | 100 | Nein | Gerollt | - |
| 87200 | Ultracover™ Polyurethane | 20/48/300 mm | 50 | Nein | Gefaltet | - |

UNIVERSELLE ULTRASCHALLKOPF - ABDECKUNGEN



| Art. Nr. | Beschreibung | Größe | Menge/Stk | Steril | Gefaltet/ gerollt | Kabel- abdeckung |
|----------|-----------------|-------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|
| 88694 | PIP Ultracover™ | 40 x 300 mm | 10 | Ja | Gerollt | - |
| 88684 | PIP Ultracover™ | 40 x 300 mm | 100 | Nein | Gerollt | - |
| 88675 | PIP Ultracover™ | 50 x 300 mm | 10 | Ja | Gerollt | - |
| 88612 | PIP Ultracover™ | 50 x 300 mm | 100 | Nein | Gerollt | - |
| 88653 | PIP Ultracover™ | 60 x 300 mm | 100 | Nein | Gefaltet | - |
| 88656 | PIP Ultracover™ | 60 x 300 mm | 10 | Ja | Gefaltet | 150 x 1500 mm |
| 88667 | PIP Ultracover™ | 60 x 300 mm | 10 | Ja | Gefaltet | - |
| 88619 | PIP Ultracover™ | 70 x 300 mm | 10 | Ja | Gefaltet | - |
| 88633 | PIP Ultracover™ | 80 x 300 mm | 10 | Ja | Gefaltet | - |
| 88686 | PIP Ultracover™ | 80 x 300 mm | 10 | Ja | Gefaltet | 150 x 1500 mm |
| 88703 | PIP Ultracover™ | 90 x 300 mm | 10 | Ja | Gefaltet | - |

CHIRURGISCHE / INTRAOPERATIVE SONDENABDECKUNGEN - LATEXFREI



| Art. Nr. | Skizze | Beschreibung | Größe | Menge/ Stk | Latex | Steril | Gefaltet/ gerollt |
|------------------------|--------|--|-------------|------------|-------|--------|-------------------|
| PC1288EU | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung | 10 x 122 cm | 20 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC1289EU | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung | 13 x 122 cm | 20 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC1290EU PC1290N* | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung | 15 x 122 cm | 20 100 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC1293 | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung | 8 x 244 cm | 20 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC1295EU PC1295N* | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung | 10 x 244 cm | 20 100 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC1308EU PC1308N* | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung | 12 x 244 cm | 20 100 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC1292EU PC1292NEU* | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung | 15 x 244 cm | 20 100 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC3787EU PC3787N* | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung Gerade Spitze | 13 x 244 cm | 20 100 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC3687EU PC3687N* | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung Kleine T-Spitze | 15 x 244 cm | 20 100 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC4515EU | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung Große T-Spitze | 15 x 244 cm | 20 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC1153 | | Chirurgische / Intraoperative Sondenabdeckung L-Spitze | 13 x 244 cm | 20 | Nein | Ja | Gefaltet |



Alle oben genannten sterilen Artikel enthalten Klebestreifen und Gel, sowie Gummibänder aus latexfreien Materialien.

* Alle oben genannten unsterilen Artikel enthalten nur die Sondenabdeckung und keine Papierhülle, Gel, Gummibänder oder Klebestreifen.

ULTRASCHALLKOPF-ABDECKUNGEN - LATEXFREI



| Art. Nr. | Beschreibung | Größe | Anzahl/St | Latex | Steril | Gefaltet/gerollt |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-------|----------|------------------|
| PC1419EU | Sondenabdeckung für allgemeine Zwecke | 5 x 61 cm | 20 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC1297EU PC1230EU* | Sondenabdeckung für allgemeine Zwecke | 8 x 61 cm | 20 100 | Nein | Ja Ja | Gefaltet |
| PC1296EU | Sondenabdeckung für allgemeine Zwecke | 10 x 61 cm | 20 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC1291EU | Sondenabdeckung für allgemeine Zwecke | 13 x 61 cm | 20 | Nein | Ja | Gefaltet |
| PC1416EU | Sondenabdeckung für allgemeine Zwecke | 15 x 61 cm | 20 | Nein | Ja | Gefaltet |

Alle oben genannten sterilen Artikel enthalten Klebestreifen und Gel, sowie Gummibänder aus latexfreien Materialien.

*PC1230EU enthält nur die Sondenabdeckung



Scannen um das TEE Video zu sehen:
<https://youtu.be/JjqEPgRsVml>



KARDIOLOGIE / TEE-ABDECKUNG - LATEX



| Art. Nr. | Beschreibung | Größe | Menge/Stk | Latex | Steril | Gefaltet/gerollt |
|----------|--|---------------|-----------|-------|--------|------------------|
| 86590 | TEE-Abdeckung | 25/11/1000 mm | 10 | Ja | Ja | Gefaltet |
| 86602 | TEE-Abdeckung | 25/11/1000 mm | 10 | Ja | Nein | Gefaltet |
| 86592 | TEE-Set (inkl. Beißschutz, Übertragungsgel und Applikator) | 25/11/1000 mm | 12 | Ja | Ja | Gefaltet |
| 86599 | TEE-Abdeckung | 32/10/1000 mm | 10 | Ja | Nein | Gefaltet |
| 86593 | TEE-Set Pädiatrie (einschl. Bißschutz, Übertragungsgel und Applikator) | 17/11/650 mm | 12 | Ja | Ja | Gefaltet |

KARDIOLOGIE / TEE-ABDECKUNGEN - LATEXFREI



| Art. Nr. | Beschreibung | Größe | Menge/Stk | Latex | Steril | Gefaltet/gerollt |
|----------|--|---------------|-----------|-------|--------|--|
| 87110 | TEE-Abdeckung Polyurethan | 25/11/1000 mm | 10 | Nein | Ja | Gefaltet |
| 87602 | TEE-Abdeckung Polyurethan | 25/11/1000 mm | 10 | Nein | Nein | Gefaltet |
| 87114 | TEE-Abdeckung Polyurethan | 30/11/1000 mm | 10 | Nein | Ja | Gefaltet |
| 87106 | TEE-Set, Polyurethan (inkl. Bißschutz, Übertragungsgel und Applikator) | 25/11/1000 mm | 12 | Nein | Ja | Gefaltet |
| 87111 | TEE-Set Polyurethan (inkl. Bißschutz, Spritze und Übertragungsgel) | 30/11/1000 mm | 12 | Nein | Ja | Vormontiert mit praktischem Applikator |

GAMMA-SONDEN-ABDECKUNG - LATEXFREI

| Art. Nr. | Beschreibung | Größe | Menge/Stk | Latex | Steril | Gefaltet/gerollt |
|----------|------------------------|------------|-----------|-------|--------|------------------|
| GPC396EU | Gamma-Sonden-Abdeckung | 8 x 244 cm | 20 | Nein | Ja | Gefaltet |

LAPAROSKOPISCHER ULTRASCHALL - LATEXFREI

| Art. Nr. | Beschreibung | Größe | Menge/Stk | Latex | Steril | Gefaltet/gerollt |
|----------|-------------------------------------|--|-----------|-------|--------|------------------|
| 16565 | Kabelabdeckung für Laparoskopie-Kit | Sondenabdeckung 11/60 mm konisches Innenmaß X 520 mm Länge | 5 | Nein | Ja | Gefaltet |

ABDECKUNGEN FÜR INTERTEMP-TEMPERATURSONDEN - LATEX



| Art. Nr. | Beschreibung | Größe | Menge/Stk | Latex | Steril |
|----------|---------------------|------------|-----------|-------|--------|
| 503191 | Intertemp | 5 x 200 mm | 100 | Ja | Nein |
| 503190 | Intertemp | 5 x 200 mm | 50 | Ja | Ja |
| 503140 | Ösophagus-Intertemp | 8 x 400 mm | 50 | Ja | Ja |
| 503141 | Ösophagus-Intertemp | 8 x 400 mm | 100 | Ja | Nein |

ABDECKUNGEN FÜR INTERTEMP-TEMPERATURSONDEN - LATEXFREI



| Art. Nr. | Beschreibung | Größe | Menge/Stk | Latex | Steril |
|----------|---------------------|------------|-----------|-------|--------|
| 88450 | Intertemp | 5 x 200 mm | 100 | Nein | Nein |
| 583141 | Ösophagus-Intertemp | 8 x 400 mm | 100 | Nein | Nein |



**EINFACHERE ANWENDUNG.
EINFACHERE REINIGUNG.
KEINE VERÄNDERUNG DER
BILDQUALITÄT.**



Code scannen um das Adhesion™
Probe Cover Video zu sehen

ADHESION™ PROBE COVER




Eine praktische Klebefläche, die den Schallkopf an der Schallkopf-
abdeckung fixiert, erhöht die Benutzerfreundlichkeit signifikant.

Im Vergleich zu herkömmlichen Abdeckungen verkürzt die Adhesion-Abdeckung die Vorbereitungszeit zur Vorbereitung des Schallkopfs für die Untersuchung oder den Eingriff. Da die Innenseite der Abdeckung nicht mit Gel versehen werden muss, wird die Reinigung des Schallkopfs nach der Untersuchung oder dem Eingriff vereinfacht.

- ▲ Einfachere Handhabung
- ▲ Medizinischer Klebstoff fixiert die Abdeckung
- ▲ Vereinfachte Aufbereitung des Schallkopfs nach der Anwendung
- ▲ Keine Veränderung der Bildqualität
- ▲ Kein zusätzliches Gel im Inneren der Abdeckung erforderlich
- ▲ Keine verbleibenden Reste auf dem Schallkopf

ADHESION PROBE COVER



| Art. Nr. | Beschreibung | Größe | Menge/Stk |
|--|--|-------------|-----------|
|  APC1296 | Adhesion Probe Cover für Allzweck-Sonden mit Gel | 10 X 60 cm | 20 |
|  APC1291 | Adhesion Probe Cover für Allzweck-Sonden mit Gel | 13 X 60 cm | 20 |
|  APC1416 | Adhesion Probe Cover für Allzweck-Sonden mit Gel | 15 X 60 cm | 20 |
|  APC1288 | Adhesion Probe Cover für Allzweck-Sonden mit Gel | 10 X 122 cm | 20 |
|  APC1289 | Adhesion Probe Cover für Allzweck-Sonden mit Gel | 13 X 122 cm | 20 |
|  APC1290 | Adhesion Probe Cover für Allzweck-Sonden mit Gel | 15 X 120 cm | 20 |
|  APC1295 | Adhesion Probe Cover für intraoperative Sonden mit Gel | 10 X 240 cm | 20 |
|  APC1308 | Adhesion Probe Cover für intraoperative Sonden mit Gel | 13 X 244 cm | 20 |
|  APC1292 | Adhesion Probe Cover für intraoperative Sonden mit Gel | 15 X 240 cm | 20 |
|  APC1292S | Adhesion Intraoperative Probe Cover, gerade Spitze mit Gel | 15 X 240 cm | 20 |

“Die Klebespitze funktioniert
auch ohne Gel hervorragend”




ECOLAB WILL DAS AUFTRETEN VON NOSOKOMIALEN INFEKTIONEN VERRINGERN UND DIE SICHERHEIT VON PATIENT*INNEN UND PERSONAL ERHÖHEN

Wir stellen innovative Lösungen bereit, die helfen, das Risiko der Übertragung von Infektionskrankheiten zu verringern, medizinisches Personal in klinischen Umgebungen aller Art zu schützen und die klinischen Ergebnisse zu verbessern, indem Patienten und medizinische Fachkräfte bei Eingriffen bestmöglich geschützt werden.


Gemeinsam können wir uns darauf konzentrieren, Ihre täglichen Herausforderungen zu bewältigen

Um weitere Informationen zu erhalten oder einen Test zu vereinbaren, können Sie sich jederzeit an Ihren Ecolab-Außendienstmitarbeiter wenden oder an: custservnl@ecolab.com.



**ECOLAB
DEUTSCHLAND GMBH**
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Deutschland

**ECOLAB
ÖSTERREICH GMBH**
Rivergate D1/4. Og
Handelskai 92
1200 Wien, Österreich

 **ECOLAB
(SCHWEIZ) GMBH**
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Schweiz

**ECOLAB
HEALTHCARE
EUROPE**
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz



MICROTEK MEDICAL, INC.
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102 U.S.A.
www.microtekmed.com



MICROTEK MEDICAL B.V.
(a division of Ecolab)
Hekkehorst 24
NL-7207 BN Zutphen
Die Niederlande



**MICROTEK MEDICAL
MALTA LTD.**
Sorbonne Centre F20,
Mosta Technopark,
MST3000, Malta



Microtek Medical B.V.
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
Die Niederlande

ECOLAB®

www.ecolab.com