



GERÄTE-ABDECKUNGEN

MIKROSKOP-ABDECKUNGEN

MIKROSKOP- ABDECKUNGEN

Hohe Qualität.
Benutzerfreundlichkeit.
Umfassendes Sortiment.



ABDECKUNGEN FÜR NAHEZU JEDES MIKROSKOP SEIT MEHR ALS ZWEI JAHRZEHNEN

Ecolab Surgical arbeitet seit vielen Jahren mit Kunden und führenden Herstellern zusammen, um Ihnen herausragende Lösungen anbieten zu können. Dabei hat Ecolab Surgical viele Schutzhüllen entwickelt und getestet - weil wir wissen, dass Sie nur mit dem Besten Bestmögliches leisten können.

Die abgewinkelte Glaslinse von Ecolab Surgical: Eine der Besten in Sachen spektraler Reflexion (Spiegelung)

Unsere Vari-Lens 2 und unsere patentierte Armatec™-Reihe zeichnet sich durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit aus, ohne die Bildgebung zu beeinflussen.

- Sehr hohe Kratzfestigkeit
- Außerordentlich große Lichtdurchlässigkeit
- Weniger Spiegelung
- Höhere Bildschärfe (Auflösung)


Unser Angebot	Ihre Vorteile
Optische Höchstleistungen	Außergewöhnlich hohe Bildgebungsqualität
Umfassendes Sortiment an Abdeckungen	Ein Spitzenanbieter für all Ihre Anforderungen
Benutzerfreundliche Abdeckungslösung für nahezu jedes Mikroskop	Durch das spezielle Produktdesign gelingt die schnelle Anwendung und spart kostbare Zeit.

UNSERE LINSEN: OPTISCHE SPITZENPRODUKTE DER NÄCHSTEN GENERATION



FLAT LENS (FLACHE LINSE)

Die Polystyrol-Linse als sterile Barriere und zur Erfüllung grundlegender optischer Anforderungen



VARI-LENS2

Abgewinkelte, beschichtete Glaslinse mit einer einzigartigen Drehfunktion für überragende optische Qualität




CLEAR LENS (BESONDERS LICHTDURCHLÄSSIGE LINSE)

Gewölbte Polycarbonat-Linse als sterile Barriere und zur Erfüllung größerer optischer Anforderungen



ARMATEC

Innovatives Gehäuse, das speziell für Leica-Mikroskope entwickelt wurde; beim Drehen rastet es mit einem „Klick“ ein, um sicher am Objektiv mit einer gewinkelten, beschichteten Glaslinse befestigt werden zu können



VARI-LENS

Abgewinkelte, beschichtete Glaslinse mit einer einzigartigen Drehfunktion für überragende optische Qualität

EMPFOHLENE MIKROSKOP-ABDECKUNGEN FÜR ZEISS™-MD-MIKROSKOPE (65-MM-LINSE)

Zeiss

Zeiss-Mikroskopkörper		Empfohlene Abdeckungen		
Ophthalmologie	Objektivlinsen- durchmesser (mm)	Flat Lens	ClearLens	Vari-Lens2
VISU	65	4841UK	4841CLEU	6100VL2
OPMI Lumera	65	4841UK	4841CLEU	6100VL2
OPMI Pico	65	4841UK	4841CLEU	6100VL2
HNO-Heikunde	Objektivlinsen- durchmesser (mm)	Flat Lens	ClearLens	Vari-Lens2
PRO ERGO	65	4842UK	4842CLEU	6100VL2
PRO MAGIS	65	4842UK	4842CLEU	6100VL2
OPMI Movena	65	4842UK	4842CLEU	6100VL2
OPMI Pico	65	4841UK	4841CLEU	6100VL2
OPMI Sensera	65	4862UK	4862UKCL	6100VL2
OPMI VARIO	65	4840UK	4840UKCL	6100VL2
OPMI 1 FC	65	4841UK	4841CLEU	6100VL2
TIVATO 700	65	4840UK	4840UKCL	6100VL2
Neurochirurgie	Objektivlinsen- durchmesser (mm)	Flat Lens	ClearLens	Vari-Lens2
OPMI PENTERO	65	4842UK	4842CLEU	6120VL2
OPMI VARIO	65	4840UK	4840UKCL	6120VL2
TIVATO 700	65	4842UK	4842UKCL	6120VL2
Plastische Chirurgie	Objektivlinsen- durchmesser (mm)	Flat Lens	ClearLens	Vari-Lens2
OPMI PENTERO	65	4842UK	4842CLEU	6120VL2
OPMI VARIO	65	4840UK	4840UKCL	6100VL2


Weitere Informationen über die Abmessungen und Verpackungsgrößen der Abdeckungen finden Sie auf Seite 5.

“Wenn ich mein Mikroskop verwende, kann ich es mir nicht leisten, Kleinigkeiten zu übersehen.”




ABMESSUNGEN UND VERPACKUNGSGRÖSSEN VON ZEISS-GERÄTE-ABDECKUNGEN (65-MM-LINSE)

Zeiss

Artikel- Nr.	Zeichnung	Beschreibung	Stückzahl/ Verpackung	Größe
4861EU		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD mit Griffabdeckungen	20	76x163 cm
4831UK 4831UKCL		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD mit Clearlens	20	102x61x163 cm
4841UK 4841CLEU		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD mit Clearlens	20	117x163 cm
4862UK 4862UKCL		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD mit Clearlens	10	117x203 cm
4840UK 4840UKCL		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD mit Clearlens	10	117x267 cm
4842UK 4842CLEU		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD mit Clearlens	10	137x267 cm
4838UK 4838CLEU		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD mit Clearlens	10	117x305 cm
4865CLEU		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ MD mit Clearlens	10	137x381 cm
6100EU		Vari-Lens™-Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ mit einer drehbaren gewinkelten Linse	10	122x305 cm
6100VL2		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ mit Vari-Lens2	10	122 x 305 cm
6120EU		Vari-Lens™-Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ mit einer drehbaren gewinkelten Linse	10	132 x 381 cm
6120VL2		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ mit Vari-Lens2	10	132 x 381 cm
6110EU		Vari-Lens™-Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ mit einer drehbaren gewinkelten Linse	10	122 x 203 cm
6110VL2		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ mit Vari-Lens2	10	122 x 203 cm




MIKROSKOP-ABDECKUNGEN FÜR ZEISS™-MD-MIKROSKOPE (65-MM-LINSE)

Zeiss

Artikel- Nr.	Zeichnung	Beschreibung	Stückzahl/ Verpackung	Größe
3717UK		Kopfabdeckung für Zeiss™-MD-Mikroskope mit Linse	40	61 cm Umfang

MIKROSKOP-ABDECKUNGEN FÜR ZEISS™-OPMI-MIKROSKOPE (48-MM-LINSE)

Zeiss

Artikel- Nr.	Zeichnung	Beschreibung	Stückzahl/ Verpackung	Größe
4941UKCL		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ Opmi™ mit Clearlens™	20	104x163 cm
4940UK 4940CL		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ Opmi™ Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ Opmi™ mit Clearlens™	10	104x267 cm
2938CL		Mikroskop-Abdeckung für Zeiss™ Opmi™ mit 2 ausziehbaren Beobachtungsokularen	10	104x305 cm

EMPFOHLENE MIKROSKOP-ABDECKUNGEN FÜR LEICA™-MIKROSKOPE



Leica-Mikroskope	Empfohlene Abdeckungen			
Ophthalmologie	Flat Lens	ClearLens	Armatec Angled Lens	VariLens2
M620	2952UK	2952CLEU	8033652EU	6150VL2
M690, M691, M840, M841, M844, M820, M822, Proveo 8	3548EU			6150VL2
HNO-Heikunde	Flat Lens	ClearLens	Armatec Angled Lens	VariLens2
M300, M320, M651, M655, M400 E, M690	2952UK	2952CLEU		6150VL2
MS-2, MS-3	2952UK	2952CLEU		6150VL2
M525 (F20 - Bodenstativ)			8033652EU	6150VL2
M525 MC1			8033651EU	6140VL2
M525 CT20 Deckenstativ			8033652EU	6150VL2
M530 OH6 / OHX			8033651EU	6140VL2
M695	5952UK	5952UKCL		6140VL2
Neurochirurgie	Flat Lens	ClearLens	Armatec Angled Lens	VariLens2
M520/M525 OH4			8033651EU	6140VL2
M525 with FL400			8033621EU	
M525 (F50 - Bodenstativ)			8033651EU	6140VL2
M525 (C50 - Deckenstativ)			8033652EU	6150VL2
M720 OH5 (auch beim Einsatz von Fluoreszenz)			8033654EU	
M530 OH6, OHX, Arveo, Provido			8033651EU	6140VL2
Plastische Chirurgie	Flat Lens	ClearLens	Armatec Angled Lens	VariLens2
M680 ohne Ringstativ	3598UK			
M680 mit Ringstativ			8033621EU	
M520/M525 (F20, F40, F50 - Bodenstativ)	2952UK	2952CLEU	8033651EU	6150VL2
M530 OH6 / OHX			8033651EU	6140VL2

Weitere Informationen über die Abmessungen und Verpackungsgrößen der Abdeckungen finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNGSGRÖSSEN VON LEICA-GERÄTE-ABDECKUNGEN



Artikel- Nr.	Zeichnung	Beschreibung	Stückzahl/Verpackung	Größe
2952UK 2952CLEU		Mikroskop-Abdeckung für Leica™ M690/M655 Mikroskop-Abdeckung für Leica™ M690/M655 mit Clearlens™	10	104x163 cm
8033652EU		Armatec™-Mikroskop-Abdeckung für Leica™ OH3, OH4, OHS, OH1, MS-2, MS-3 und M520/M525 mit Tunnelzug und einer gewinkelten Linse mit Klick-Verschluss	10	117x203 cm
5986UK 5986CLEU		Mikroskop-Abdeckung für Leica™ Mikroskop-Abdeckung für Leica™ mit Clearlens™	10	104x267 cm
6150VL2		Mikroskop-Abdeckung für Leica™ mit Vari-Lens2	10	117x203 cm
3548EU		Mikroskop-Abdeckung für Leica mit Schaumstoff-Linsenabdeckung	10	117x267 cm
5952UK 5952UKCL		Mikroskop-Abdeckung für Leica™ M690/MS-1 Mikroskop-Abdeckung für Leica™ M690/MS-1 mit Clearlens™	10	137x267 cm

Fortsetzung auf der nächsten Seite

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNGSGRÖSSEN VON LEICA-GERÄTE-ABDECKUNGEN



Artikel- Nr.	Zeichnung	Beschreibung	Stückzahl/ Verpackung	Größe
3598UK		Mikroskop-Abdeckung für Leica™ M680, Linsendurchmesser 10 cm	10	117x305 cm
8033651EU 8033650EU		Armatec™-Mikroskop-Abdeckung für Leica™ OH3, OH4, OHS, OH1, MS-2, MS-3 und M520/M525 mit einer gewinkelten Linse mit Klick-Verschluss Armatec™-Mikroskop-Abdeckung für Leica™ OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3 und M520/M525 mit einer gewinkelten Linse mit Klick-Verschluss	10	117x305 cm 137x381 cm
8033654EU		Armatec™-Mikroskop-Abdeckung für Leica™ M720 mit einer gewinkelten Linse	10	117x305 cm
8033621EU		Armatec™-Mikroskop-Abdeckung für Leica™ M680 mit Ringstativ und M525 mit FL400 mit einer gewinkelten Linse	10	117x305 cm
6130VL2		Mikroskop-Abdeckung für Leica™ mit Vari-Lens2	10	117x305 cm
6140EU		Vari-Lens™-Mikroskop-Abdeckung für Leica™ mit einer drehbaren gewinkelten Linse	10	132x381 cm
6140VL2		Mikroskop-Abdeckung für Leica™ mit Vari-Lens2	10	132x381 cm
6135EU		Vari-Lens™-Mikroskop-Abdeckung für Leica™ mit einer drehbaren gewinkelten Linse	10	132x305 cm
3652UK 3652CL		Mikroskop-Abdeckung für Leica™ (OHS/OH-1 oder Wild™ Space Pointer) Mikroskop-Abdeckung für Leica™ (OHS/OH-1 oder Wild™ Space Pointer) mit Clearlens™	10	137x381 cm

MIKROSKOP-ABDECKUNGEN FÜR LEICA™-MIKROSKOPE - II



Artikel- Nr.	Zeichnung	Beschreibung	Stückzahl/ Verpackung	Größe
890612		Kopfabdeckung für Leica™-Mikroskope mit Linse	15	56 cm Umfang

LASER-ABDECKUNGEN

Artikel- Nr.	Zeichnung	Beschreibung	Stückzahl/ Verpackung	Größe
2903UK		Mikroskoplaser-Abdeckung mit daran befestigter Laserarm-Abdeckung	10	104x305 cm

GRIFF-ABDECKUNGEN

Artikel- Nr.	Zeichnung	Beschreibung	Stückzahl/ Verpackung	Größe
3260UK		Universelle Griff-Abdeckungen	20	15x36 cm

ECOLAB WILL DAS AUFTRETEN VON NOSOKOMIALEN INFEKTIONEN VERRINGERN UND DIE SICHERHEIT VON PATIENTEN UND PERSONAL ERHÖHEN

Wir stellen innovative Lösungen bereit, die helfen, das Risiko der Übertragung von Infektionskrankheiten zu verringern, medizinisches Personal in klinischen Umgebungen aller Art zu schützen sowie die klinischen Ergebnisse zu verbessern, indem Patienten und medizinische Fachkräfte bestmöglich geschützt werden.


Gemeinsam können wir uns darauf konzentrieren, Ihre täglichen Herausforderungen zu bewältigen

Um weitere Informationen oder Produktmuster zu erhalten, können Sie sich jederzeit an Ihren Ecolab-Außendienstmitarbeiter wenden oder an: custservnl@ecolab.com.



**ECOLAB
DEUTSCHLAND GMBH**
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Deutschland

**ECOLAB
ÖSTERREICH GMBH**
Rivergate D1/4. Og
Handelskai 92
1200 Wien, Österreich

 **ECOLAB
(SCHWEIZ) GMBH**
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Schweiz

**ECOLAB
HEALTHCARE
EUROPE**
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz



MICROTEK MEDICAL, INC.
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102 U.S.A.
www.microtekmed.com



MICROTEK MEDICAL B.V.
(a division of Ecolab)
Hekkehorst 24
NL-7207 BN Zutphen
Die Niederlande



**MICROTEK MEDICAL
MALTA LTD.**
Sorbonne Centre F20,
Mosta Technopark,
MST3000, Malta



Microtek Medical B.V.
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
Die Niederlande

ECOLAB®

www.ecolab.com